

DosiNet

Die clevere Alternative –
jederzeit und überall



Sie führen in Ihrem Betrieb die Strahlenschutzüberwachung mit einer eigenen Verwaltungssoftware durch?

Auch hierfür können wir Ihnen die geeignete Möglichkeit eines modernen Datenaustausches anbieten. Mit der von uns kostenfrei zur Verfügung gestellten Schnittstellenspezifikation DosiCon können Sie Ihre Verwaltungssoftware so erweitern, dass die für die Überwachung relevanten Daten Ihrer Datenbank direkt mit der Datenbank in unserem Dosimetrieservice abgeglichen werden können (server to server).

Die Anmeldeformulare können von unserer Homepage www.auswertungsstelle.de als PDF heruntergeladen oder bei uns angefordert werden. Für weitere Informationen und Fragen stehen wir Ihnen per Telefon oder E-Mail zur Verfügung.

Mirion Technologies (AWST) GmbH

Dosimetrieservice
Otto-Hahn Ring 6
81739 München

Tel: +49 (0) 89 2555-2553

Fax: +49 (0) 89 2555-23133

E-Mail: awst-service@mirion.com



MIRION
TECHNOLOGIES

auswertungsstelle.de

Copyright © 2020 Mirion Technologies, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Mirion, the Mirion logo, and other trade names of Mirion products listed herein are registered trademarks or trademarks of Mirion Technologies, Inc. or its affiliates in the United States and other countries. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. FL50KOM08E | Stand: 2020



DOSIMETRIE ONLINE KUNDENSOFTWARE DOSINET

DOSIMETRIESERVICE (AWST)



DOSIMETRIE ONLINE



Noch mehr Service für Sie

Im Lauf der letzten Jahre haben sich technische Möglichkeiten und Ansprüche an einen Online-Datenaustausch stetig gesteigert. Wir haben unseren Online-Service kontinuierlich für Sie weiterentwickelt und bieten Ihnen neue und moderne Möglichkeiten des elektronischen Datenaustausches mit ihrem Dosimetrieservice an.

Alle Infos auf einen Klick – gratis

Mithilfe der Software DosiNet, die wir unseren Kunden kostenfrei zur Verfügung stellen, wird der Informationsfluss einfacher und transparenter. So können Sie als angemeldeter Kunde in Echtzeit auf Ihre Daten in unserem Verwaltungssystem zugreifen und diese termingerecht aktualisieren. Sowohl die Betriebs-, Personen- und Dosimeterdaten, als auch der Status Ihrer Dosimeterbestellungen stehen Ihnen nach wenigen Mausklicks zur Verfügung.

Vorteile:

Sicherheit und Datenschutz	- Anmeldung mit Benutzername und Passwort - Erteilung der Zugriffsberechtigung auf die freigegebenen Daten einzelner Betriebe. - Verschlüsselte Daten-Kommunikation - Keine Speicherung personenbezogener Daten auf dem Benutzer-PC
Aktualität	- Echtzeitzugriff auf die Daten der Auswertungsstelle - Änderungen werden sofort in unseren Abläufen berücksichtigt
Wartung und Support	- DosiNet bietet eine umfangreiche Online-Hilfe - Wir sichern Wartung und Weiterentwicklung zu - Wir unterstützen Sie bei inhaltlichen und technischen Fragen

Ihr persönlicher Online-Zugang

Nach einer schriftlichen Anmeldung richten wir Ihnen einen oder bei Bedarf auch mehrere personalisierte DosiNet-Accounts ein. Sie erhalten anschließend die für den Download der Software notwendige Benutzerkennung und das Passwort.

Die wichtigsten Funktionen:

Startansicht	Aktuelles: Ankündigungen und Neuigkeiten
Betrieb	Anzeige und Bearbeitung der Stamm-Daten (z. B. Name, Anschrift, Kontaktdaten, Informationen zum Strahlenschutzbeauftragten)
Bestellung	Bestellung von Artikeln und Dosimetern
Mitarbeit	- Neuanmeldung neuer Mitarbeiter - Anzeige und Bearbeitung der Stamm-Daten (z. B. Arbeits-Rahmen) inkl. aller notwendigen Personenangaben (SSR-Nummer, Tätigkeits-kategorie etc.) - Änderung des Überwachungsstatus
Dosimeter	- Anzeige der aktuell versendeten Dosimeter - Anzeige der noch nicht ausgewerteten Dosimeter - Änderung der Dosimeter-Eigenschaften (z. B. amtliche oder nichtamtliche Dosimeter) - Zuordnung eines Dosimeters zu einem Mitarbeiter (oder auch anonyme Zuordnung) - Verlustmeldungen (Dosimeter als verloren melden) - Dosimeter-Zuteilungslisten als PDF-Dokument erstellen
Ergebnis	- Ansicht von Ergebnisbögen - Ergebnisse filtern und Listen drucken - Jahresdosis-Bericht erstellen
Export	Alle Tabellenansichten in Excel- und CSV-Format exportieren

Beispiel der Oberflächengestaltung

