



KURZANLEITUNG

Dosinet Web

Mirion Medical GmbH



MIRION
MEDICAL

The Science of Better

© 2023 Mirion Technologies. All rights reserved.

FL50KOM56-2509

INHALT


GESAMTÜBERSICHT	3
MENÜLEISTE	4
TOOLBAR	
01 Betrieb: Stammdaten und Strahlenschutz-beauftragten bearbeiten	5
02 Anschriften b) Abweichende Liefer-, Rechnungs-, Ergebnisanschrift	6
03 Kontaktpersonen Betrieb	7
04 Mitarbeiter b) Überwachung, Vorabzuordnung c) Ergebnisse ansehen d) Überwachung beenden e) Jahresdosis f) Mitarbeiter löschen g) Mitarbeiterdaten bearbeiten	8 9 10

TOOLBAR	
05 Mitarbeiter hinzufügen	11
06 Dosimeter zuordnen b) Mehrere Personen bearbeiten c) Personenzuordnung d) Anonyme Zuordnung e) Zusatzdosimeter (nicht amtlich) f) Dosimeter benutzt/unbenutzt g) Dosimeter verloren melden	12 13 14
07 Verloren gemeldete Dosimeter	15
08 Dosimeter bestellen	16
09 Artikel bestellen	17
10 Ergebnisberichte	18
11 Lieferungen b) Lieferscheine abrufen c) Zuteilungsliste erstellen	19
12 Rechnungen	20



Dosinet Web KURZANLEITUNG

GESAMTÜBERSICHT




- 1 Menüleiste
- 2 Toolbar



MIRION
MEDICAL

MENÜLEISTE



TOOLBAR

01 Betrieb

a) Betriebsnummern Auswahl:

Betrieb
BN093585 - AWST - Testbetrieb

b) Änderung von Stammdaten und
Strahlenschutzbeauftragter möglich



 **SPEICHERN**

Stammdaten

Betriebsname
Musterbetrieb GmbH

Betriebskategorie
C010 - Herstell.,Verarb.,Dienstlsgsbetr.d.allg.Ind.,Betr.m.Genehm.§25/§26 StrlSchG

Telefon
089 2555 2553

Fax
089 2555 23133

Ust.-Id
C

BA-Nummer
00000000

Land
Germany

Strahlenschutzbeauftragter

Nachname
Musterfrau

Vorname
Sabine

Titel
Dr. med. univ.

Geschlecht
weibl.

Telefon
157625627135

Fax

E-Mail

eRechnungs Empfänger

E-Mail

 **SPEICHERN**



TOOLBAR

02 Anschriften

a) Betriebsnummern Auswahl:

Betrieb
BN093585 - AWST - Testbetrieb

b) Angabe von abweichender Liefer-, Rechnungs-, sowie Ergebnisanschrift möglich →

SPEICHERN

HAUPTANSCHRIFT

LIEFERADRESSE

RECHNUNGSADRESSE

ERGEBNISADRESSE

Name

Mirion Medical GmbH

Namenszusatz 1

Namenszusatz 2

Zusatz

Adresstyp

Straßen Adresse

Straße

Landsberger Str.

Hausnummer

318

Postleitzahl

80687

Stadt

München

Land

DE - Deutschland

SPEICHERN



TOOLBAR

03 Kontaktpersonen Betrieb

a) Betriebsnummern Auswahl:

Betrieb
BN093585 - AWST - Testbetrieb

Kontaktpersonen

Betrieb
BN093199 - Musterbetrieb GmbH

TEST

Kontaktpersonen (1)

	Titel	Nachname ↓	Vorname	Telefon	Fax	E-Mail	Kontaktkategorie	Strahlenschutzbeauftragter
☐		Musterfrau	Sabine	157625627135				✓

Records per page: 500 1-1 of 1

HINZUFÜGEN LÖSCHEN

b) Hinzufügen, bearbeiten und löschen von Kontaktpersonen:

HINZUFÜGEN LÖSCHEN

c) Kontaktsuche:

Kontaktpersonen (1)

	Titel	Nachname	Vorname	Telefon	Fax	E-Mail	Kontaktkategorie	Strahlenschutzbeauftragter

d) Export zu Excel oder PDF:



MIRION
MEDICAL

TOOLBAR

04 Mitarbeiter

Mitarbeiter (42) Alle Überwacht Nicht Überwacht X PDF ≡

☐	Mitarbeitsnr.	Nachname	Vorname	SSR-Nr.	Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsname	Nat. 1	Tätigkeitskategorie	Überw.-Kat.
☐	MA0800639	Mustermann	Hans		22.03.1972	Tübingen	Mustermann	DE	L010	B
☐	MA0800640	Mustermann	Erika		01.04.1980	Lübeck	Musterfrau	DE		B
☐	MA0834618	Beta	Max1		02.10.1917	Kelheim	Beta	DE		B

Direktsuche nach Mitarbeiterdaten

a) Betriebsnummern Auswahl:

Betrieb
BN093585 - AWST - Testbetrieb

b) Überwachung und Vorabzuordnung:

- Person auswählen und anklicken
- Beschäftigung: „Derzeit Überwacht“ aktivieren
- „Vorabzuordnung“ aktivieren
- Mitarbeitsrahmen überprüfen

SPEICHERN

Beschäftigung

☒ Derzeit Überwacht ☐ Vorabzuordnung

Externe Id (Ihre interne Id)

Beruflich exponierte Person der Kategorie

Tätigkeitskategorie

Mitarbeitsrahmen

Überwachungsgrund ☒ Strahlenschutz ☐ Röntgen

N-Strahlencode

Reaktor

Stoff 1

Stoff 2

Stoff 3

Offene Stoffe

SPEICHERN



TOOLBAR


04 Mitarbeiter

c) Ergebnisse ansehen:

- Person auswählen und anklicken
- → 
- Export zu Excel oder PDF: 

d) Überwachung beenden:

- Person auswählen und anklicken
- Beschäftigung: „Derzeit Überwacht“ deaktivieren
- → 



Person

Nachname Adfa Vorname Anton

Titel Geschlecht männl.

Geburtsdatum 20.08.1970 Geburtsort ABCDE

Geburtsname Muster Strahlenpassnummer

SSR Nummer SSR Beantragung

SVN Erzeugungstyp

Nationalität 1 DE - Deutschland

Nationalität 2 DE - Deutschland

Beschäftigung

☒ Derzeit Überwacht ☐ Vorabzuordnung

Externe Id (Ihre interne Id) Abteilung

Beruflich exponierte Person der Kategorie B

Tätigkeitskategorie L030 - Andere interventionelle Radiologie

ERGNISSE ANZEIGEN

SPEICHERN





TOOLBAR

04 Mitarbeiter

e) Jahresdosis

- Mitarbeiter auswählen 
- Jahresdosis erstellen
- Jahr auswählen + bestätigen
- -> Zip-Datei wird erstellt

A screenshot of a form titled 'Jahresdosis erstellen'. It has a dropdown menu 'Jahr auswählen' with '2025' selected. At the bottom right is a blue button labeled 'BESTÄTIGEN'.

f) Mitarbeiter löschen


(Mitarbeiter sind nur löschtbar, wenn für sie noch keine Daten (z.B. ausgewertete Dosimeter) erfasst wurden!)

- Löschtbaren Mitarbeiter auswählen
-> ersichtlich anhand eines Hakens in der Spalte „Löschtbar“

Löschtbar



g) Mitarbeiterdaten bearbeiten

- Mitarbeiter auswählen (der Mitarbeiter muss hierfür überwacht sein: )
- Mitarbeiterdaten bearbeiten



TOOLBAR

05 Mitarbeiter hinzufügen

a) Betriebsnummern Auswahl:

Betrieb
BN093585 - AWST - Testbetrieb

b) Mitarbeiterdaten eingeben

c) Beschäftigung:

- Derzeit Überwacht? Ja/Nein
- Vorabzuordnung? Ja/Nein
- Mitarbeiterrahmen eintragen

d) → **HINZUFÜGEN**

e) Der neue Mitarbeiter kann jetzt unter dem Reiter **04 Mitarbeiter** gefunden werden.

Person ERGEBNISSE ANZEIGEN

Nachname: Adfa Vorname: Anton

Titel: Geschlecht: männl.

Geburtsdatum: 20.08.1970 Geburtsort: ABCDE

Geburtsname: Muster Strahlenpassnummer:

SSR Nummer: SSR Beantragung:

SVN: Erzeugungstyp:

Nationalität 1: DE - Deutschland

Nationalität 2: DE - Deutschland

Beschäftigung

☒ Derzeit Überwacht ☒ Vorabzuordnung

Externe Id (Ihre interne Id): Abteilung:

Beruflich exponierte Person der Kategorie: B

Tätigkeitskategorie: L030 - Andere interventionelle Radiologie

Mitarbeiterrahmen

Überwachungsgrund:

☒ Strahlenschutz ☐ Röntgen E-Strahlencode:

N-Strahlencode: X-Strahlencode:

Reaktor: ☐ Ja ☒ Nein Offene Stoffe: ☐ Ja ☒ Nein

Stoff 1: Stoff 2:

Stoff 3:

SPEICHERN



TOOLBAR

06 Dosimeter zuordnen

a) Betriebsnummern Auswahl:

Betrieb
BN093585 - AWST - Testbetrieb

b) Mehrere Dosimeter bearbeiten:

- Dosimeter auswählen:

☒	R079303	OSL_RING	13.02.2025	01.03.2025	31.03.2025
☒	R079302	OSL_RING	13.02.2025	01.03.2025	31.03.2025

- Aktion auswählen

Operation wählen

- Bestätigen
- Verloren melden
- Unbenutzt setzen
- Anonym setzen

c) Personenzuordnung

- Dosimeter auswählen und anklicken
- Personenzuordnung
- Dosimeter-Eigenschaften prüfen und ggf. korrigieren
- Mitarbeiter markieren

Dosimeter	Typ
8007822	OSL

DOSIMETER ZUORDNEN

ZUORDNEN **BEARBEITEN** **BESTÄTIGEN** **VERLOREN MELDEN**

Art der Zuordnung
☒ Personenzuordnung ☐ Anonyme Zuordnung (kein Träger)

Zusatzdosimeter (nicht amtlich)
☐ Ja ☒ Nein

Tragezeitraum
 Von - Bis
 01.01.2025 - 31.01.2025

Unbenutzt
☐ Ja ☒ Nein

Befestigungsort
 Befestigungsort
 TK-KO - Kopf (Brille)

Zugeordneter Mitarbeiter: Anonym **DOSIMETER ZUORDNEN**

☐ Alle Mitarbeiter für Betriebsgruppe anzeigen

Mitarbeiter ☐ Überwacht ☐ Nicht Überwacht Suche

Mitarbeiter	Mitarbeiternummer	Nachname ↓	Vorname	Betriebsnr.	SSR-Nr.	Geburtsdatum	Abtei
☐	MA0832332	Zett	Dennis	BN093585		05.01.1978	



TOOLBAR

06 Dosimeter zuordnen

d) Anonyme Zuordnung

- Dosimeter auswählen und anklicken
- Anonyme Zuordnung (= kein Träger)
- Parameter prüfen und ggf. korrigieren



DOSIMETER ZUORDNEN

Dosimeter	Typ
8007822	OSL

ZUORDNEN BESTÄTIGEN VERLOREN MELDEN NOTIZ

Art der Zuordnung: ☐ Personenzuordnung ☒ **Anonyme Zuordnung (kein Träger)**

☒ Zusatzdosimeter (nicht amtlich) ☐ Unbenutzt

Von 01.12.2024 Bis 31.12.2024

Befestigungsort GK-RO - Rumpf oben

Zugeordneter Mitarbeiter: Anonym

DOSIMETER ZUORDNEN

e) Zusatzdosimeter

- Dosimeter auswählen und anklicken
- Bearbeiten BEARBEITEN
- Zusatzdosimeter (nicht amtlich!) Ja/Nein



SPEICHERN

Dosimeter	Typ
8007822	OSL

ZUORDNEN BESTÄTIGEN VERLOREN MELDEN NOTIZ

Art der Zuordnung: ☒ Personenzuordnung ☐ Anonyme Zuordnung (kein Träger)

☒ **Zusatzdosimeter (nicht amtlich)** ☐ Unbenutzt

Von - Bis 01.12.2024 - 31.12.2024

Befestigungsort GK-RO - Rumpf oben

Zugeordneter Mitarbeiter: Butter, Christian

SPEICHERN



TOOLBAR

06 Dosimeter zuordnen

f) Dosimeter unbenutzt / benutzt

- Dosimeter auswählen und anklicken
- Bearbeiten
- Unbenutzt: Ja/Nein
- 

Dosimeter	Typ
8007822	OSL

 ZUORDNEN  BESTÄTIGEN  VERLOREN MELDEN  NOTIZ

Art der Zuordnung: ☒ Personenzuordnung ☐ Anonyme Zuordnung (kein Träger)

☒ Zusatzdosimeter (nicht amtlich) ☐ Unbenutzt

Von 01.12.2024 Bis 31.12.2024

Befestigungsort: GK-RO - Rumpf oben

Zugeordneter Mitarbeiter: Butter, Christian



g) Dosimeter verloren melden

- Dosimeter auswählen und anklicken
- Verloren melden 
- 

Dosimeter	Typ
8007822	OSL

 ZUORDNEN  BESTÄTIGEN  VERLOREN MELDEN  NOTIZ

Dosimeter mit der Nummer **8007822** verloren melden?

Hinweis: Verlorene Dosimeter können nur von einem Mitarbeiter der Auswertungsstelle wieder aktiviert werden



TOOLBAR

07 Verloren gemeldete Dosimeter

a) Betriebsnummern Auswahl:

Betrieb
BN093585 - AWST - Testbetrieb

b) Verlorene Dosimeter

- Export in Excel oder PDF:
- Direkte Suche:  oder



Suche



Verlorene Dosimeter (32)



Suche



	Dosimeter	Typ	Versanddatum	TZ Start	TZ Ende	Lieferscheinnummer	Datum des Verlustes	Art des Verlustes	Mitarbeitsnr.	Nachname	Vorname
	8309206	OSL	26.02.2021	15.03.2021	14.04.2021	L21-018398	01.11.2021	AUTO	MA0873624	Muster	Eva
	8470457	OSL	26.02.2021	15.03.2021	14.04.2021	L21-018398	01.11.2021	AUTO			
	V011450	ALD	01.04.2021	15.04.2021	14.05.2021	L21-028857	02.12.2021	AUTO	MA1163243	Dutkowski	Manuela
	V011451	ALD	01.04.2021	15.04.2021	14.05.2021	L21-028857	02.12.2021	AUTO			
	8260487	OSL	29.03.2021	15.04.2021	14.05.2021	L21-028914	02.12.2021	AUTO	MA1177840	Huber	Sabine

Verlorene Dosimeter



MIRION
MEDICAL

TOOLBAR

08 Dosimeter bestellen

a) Betriebsnummern Auswahl:

Betrieb
BN093585 - AWST - Testbetrieb

b) Bestellung Dosimeter

- Rhythmus und Dosimeter-Art auswählen
- Dosimeterbedarf bearbeiten (bearbeitbare Tragezeiträume sind mit einem Stift  gekennzeichnet)
- Anzahl der Dosimeter eintragen
- „Bedarf ab diesem Zeitraum als Regelbedarf verwenden?“
 - **Ja** = Regelbedarfsänderung
 - **Nein** = Einmalige Bestellung

→  **SPEICHERN**

Bestellung Dosimeter

Im Betrieb **BN093199** werden aktuell **6** Mitarbeiter überwacht

Bestellung bearbeiten

Rhythmus Typ: Monat zum 1.

Dosimeter Art: Fingerring Typ W

TZ Start: 01.01.2025

TZ Ende: 31.01.2025

Anzahl
2

Bedarf ab diesem Zeitraum als Regelbedarf verwenden?

☐ Ja ☒ Nein

ABBRECHEN

SPEICHERN



MIRION
MEDICAL

TOOLBAR

09 Artikel bestellen

a) Betriebsnummern Auswahl:

Betrieb
BN093585 - AWST - Testbetrieb

b) Bestellung Artikel

- Hinzufügen

+

Bestellung Artikel

Artikelbezeichnung	Abkürzung	Anzahl	Zuletzt bearbeitet
--------------------	-----------	--------	--------------------


Hier aufgegebene Artikelbestellungen werden dem nächsten regulären Dosimeterversand beigelegt. Sollten Sie einen früheren Artikelversand wünschen, teilen Sie uns dies bitte via DosiNet-Benutzernachricht mit

- Löschen und Bearbeiten

+

Bestellung Artikel (1)

Artikelbezeichnung	Abkürzung	Anzahl	Zuletzt bearbeitet
Tragerahmen OSL Blau	TR-BLAU	10	05.08.2025



Bestellung Artikel



TOOLBAR

10 Ergebnisberichte

a) Betriebsnummern Auswahl:

Betrieb
BN093585 - AWST - Testbetrieb

- Jahr und Monat auswählen
- Ergebnisbericht auswählen
- Ergebnisberichtsliste als Excel oder PDF downloaden
- **MIRION Ergebnisbericht** abrufen und als PDF downloaden

Ergebnisbögen (1)

Ergebnisbericht	Versanddatum	Korrekturbogen	Anzahl der Ergebnisse	Herunterladen
E25-054303	23.07.2025		1	,00

Records per page: All 1-1 of 1

Liste der Ergebnisbögen

- ▼ 2024
- Dezember
 - ▼ November
 - E24-090370
 - Oktober
 - September
 - August
 - Juli
 - Juni
 - Mai
 - April
 - März
 - Februar
 - Januar
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019



TOOLBAR

11 Lieferungen

a) Betriebsnummern Auswahl:

Betrieb
BN093585 - AWST - Testbetrieb

b) Lieferscheine abrufen:

- Lieferscheinnummer auswählen
- Die Dosimeter und Artikel sind nun sichtbar
- Export in Excel oder PDF:  

c) Zuteilungsliste erstellen:

- Lieferscheinnummer auswählen
- Zuteilungsliste als PDF downloaden

Lieferungen (119)						
☐ Pro Abteilung eine neue Seite (Zuteilungsliste)   Suche  						
 Lieferscheinnummer	Versanddatum	Anzahl von Dosimeter	TZ Start	TZ Ende	Anzahl von Artikeln	Zuteilungsliste
L25-070364	14.07.2025	2	01.08.2025	31.08.2025	0	
L25-070075	14.07.2025	5	01.08.2025	31.08.2025	0	

Lieferungen



MIRION
MEDICAL

TOOLBAR

12 Rechnungen

a) Betriebsnummern Auswahl:

Betrieb
BN093585 - AWST - Testbetrieb

b) Rechnungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt

c) Rechnung als PDF downloaden

Rechnungen (1)



Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Netto	Brutto	Herunterladen
X25-M010998	29.04.2025	4,45 €	4,45 €	

Rechnungen



MIRION
MEDICAL