



**Bestellschein für Dosimeter und Artikel**

(gemäß zurzeit gültiger Preisliste)

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Name des Betriebes:</b></p> <p>Falls vorhanden<br/>Ihre Bestellnummer/PO: _ _ _ _ _</p> | <p><b>Ihre Betriebsnummer</b></p> <p>Bei Erstbestellung nur gültig mit dem Betriebsdatenerfassungsbogen. <b>Die Betriebsnummer (BN) wird von Ihrem Dosimetrieservice vergeben.</b><br/>Bitte §8 der AGB beachten:<br/>bei Erstbestellung 6 Monate Mindestlaufzeit</p> <p><b>BN C C C C C C</b></p> |
|---|--|









**Dosimeterbestellung:** (Bitte ankreuzen, bei fehlender Angabe gilt einmalige Bestellung)

nur **einmalige** Bestellung für: \_ \_ . \_ \_ \_ \_ (auch zusätzlich zu einem Abonnement)

als Abonnement, **ab:** \_ \_ . \_ \_ \_ \_ (dauerhafte Lieferung, bis auf Widerruf)

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>OSL – Dosimeter</b> (Ganzkörperdosis, Photonenstrahlung)             | <b>Anzahl:</b> _ _ _ |
| <b>Gamma-Albedo</b> (Ganzkörperdosis, Neutronen- und Photonenstrahlung) | <b>Anzahl:</b> _ _ _ |
| <b>Standard-Albedo</b> (Ganzkörperdosis, Neutronenstrahlung)            | <b>Anzahl:</b> _ _ _ |
| <b>Fingerringe Typ W</b> (Teilkörperdosis, Photonenstrahlung)           | <b>Anzahl:</b> _ _ _ |
| <b>Fingerringe Typ X</b> (Teilkörperdosis, Beta- und Photonenstrahlung) | <b>Anzahl:</b> _ _ _ |
| <b>Augenlinsendosimeter - ALD</b> (Teilkörperdosis, Photonenstrahlung)  | <b>Anzahl:</b> _ _ _ |

**Artikelbestellung (einmalig)** (Benötigte Anzahl bitte in das entsprechende Feld eintragen)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Tragerahmen für OSL-Dosimeter*</b> |  Blau: _ _ _  Gelb: _ _ _ |
|                                       |  Rot: _ _ _  Grün: _ _ _  |
|                                       |  Pink: _ _ _   |
| <b>Stirnadapter für ALD</b>           |  Blau: _ _ _  Gelb: _ _ _ |
|                                       |  Türkis: _ _ _   |

\*Sollte Ihre Wunschfarbe nicht lieferbar sein, behalten wir uns vor die Artikel in einer anderen Farbe zu liefern

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Clip Metall (verchromt) für OSL-Dosimeter (Standard-Clip)</b> | <b>Anzahl:</b> _ _ _ |
| <b>Clip Kunststoff für OSL-Dosimeter (weiß)</b>                  | <b>Anzahl:</b> _ _ _ |
| <b>Andere Artikel:</b> _____                                     | <b>Anzahl:</b> _ _ _ |
| _____  | <b>Anzahl:</b> _ _ _ |

(z.B. Etiketten, Tray, ALD-Steckschlüssel, ALD-Stirnband, ALD-Klebeadapter...)

Ort, Datum, Unterschrift (Stempel)